


SportsMouseGuard Activity I



About K3 System Mouse Guard using MG21

2002年1月の月刊歯科技工において小松弘幸氏の”機材の改良・開発により精度と簡便性が飛躍的に向上したK3システムによるマウスガードの製作”に出会い、機材を導入しメンバーに参加させて頂きました。圧痕器による顎位があり、パフォーマンスを落とす事無く、クリンチングのできるマウスガードを目指しています。ラミネートにボンディング剤が不要のため、2層・3層の加工に優れ、部分的な追加、削合が可能です。ロゴやチーム名の埋込やソフトとハードシートでのラミネート、オリジナルシートの製作も可能となります。

Material Sheet MG-21 Base Color ポリフオレフィン系弾性材料



Clinical Case & Sample Model

